

DRAGON® MEDICAL ONE

Spracherkennung für die medizinische Dokumentation

Diktieren Sie in normalem Sprechtempo und sprechen Sie die Satzzeichen mit. Machen Sie vor und nach einem Sprachbefehl eine kurze Pause.

Wichtige Sprachbefehle

Was kann ich sagen
Markiere [TEXT]
Markiere [TEXT] bis [TEXT]
Wort hinzufügen
Dieses Wort nicht erkennen
Cursor hinter / vor [TEXT]
Geh zum Satzende / Satzanfang
Nächste / Vorige Variable
Neue Zeile / Neuer Absatz
Zum Dokumentanfang/-ende
Rückgängig machen
Lösch das / Wort löschen
Korrigier [TEXT]
Sprachfokus verankern / wegnehmen
Mach das zum Autotext
Autotexte verwalten
Verbinde das / Verbinde [TEXT]
Diktierfenster öffnen / schließen
Mach das fett / kursiv / normal
Unterstreich das
Hilfe aufrufen / schließen

Dragon schreibt, wenn Sie diktieren

1-0-1-½	Eins Strich Null Strich Eins Strich Ein halb
0-0-1	Null Strich null Strich eins
1 Tabl. /4 h	Eine Tablette alle vier Stunden
VII	Römisch Sieben
„“	Plip / Plop; Anführungszeichen unten / auf / oben / zu
Größe M	Größe groß M
@	[ät] / Klammeraffe
< >	Kleiner / größer als; Spitze Klammer auf / zu
[]	Eckige Klammer auf / zu
--->	Tabulator
/ \	Schrägstrich / Slash; Backslash
+ #	Plus-Zeichen; Hash-Zeichen
& §	Und-Zeichen; Paragraphen-Zeichen
€ \$	Euro-Zeichen; Dollar-Zeichen

Richtiges Korrigieren von Fehlern

Hat Dragon Sie falsch verstanden, sagen Sie den Befehl „Korrigier [Text]“. Es öffnet sich ein Menü mit verschiedenen Vorschlägen. Ist das richtige Wort nicht unter den Vorschlägen, sagen Sie den Befehl „dem Vokabular hinzufügen“ oder „Wort hinzufügen“.

Es öffnet sich ein Fenster, um ein neues Wort hinzuzufügen. Tippen Sie das richtig geschriebene Wort in die obere Zeile. Klicken Sie „Standardaussprache verwenden“, um das Wort hinzuzufügen, wenn das Wort so geschrieben wird, wie es gesprochen wird.

Um die Aussprache des Wortes zu trainieren, klicken sie auf das rote Mikrofonsymbol und sprechen Sie das Wort aus. Wird ein Wort ganz anders ausgesprochen als geschrieben (zum Beispiel Abkürzungen, Fremdwörter, feststehende Ausdrücke mit Bindestrichen usw.) wählen Sie „Geben Sie das Wort ein, wie Sie es aussprechen würden“ und tragen Sie ein, wie Sie das Wort aussprechen.



Mühlauweg 13 | 3324 Euratsfeld
support@apricon.at
+43 660 92 70 639
www.apricon.at

 facebook.com/apriconGmbH
 linkedin.com/company/apricon-gmbh